

PARAMÈTRES	UNITÉS	INTERVALLE DE MESURE	CHIEN	CHAT	CHEVAL
Na⁺	mmol/L	100 - 180	139 - 150	147 - 162	128 - 142
K⁺	mmol/L	1,5 - 9,0	3,4 - 4,9	2,9 - 4,2	1,9 - 4,1
Cl⁻	mmol/L	65 - 140	106 - 127	112 - 129	100 - 111
iCa	mmol/L	0,25 - 2,50	1,12 - 1,40	1,20 - 1,32	1,25 - 1,75
HCT	%	10 - 75	35 - 40	24 - 40	30 - 45
pH	artériel	6,5 - 8,0	7,35 - 7,45	7,25 - 7,40	7,32 - 7,44
	veineux	6,5 - 8,0	7,35 - 7,45	7,25 - 7,40	7,35 - 7,45
pCO₂	mmHg - artériel	10 - 150	34 - 40	28 - 34	36 - 46
	mmHg - veineux	10 - 150	35 - 38	33 - 51	36 - 46
pO₂	mmHg - artériel	10 - 700	85 - 100	90 - 110	90 - 100