



Element CM XT



► Flashez le QR code pour accéder aux supports de l'analyseur.

Lors du remplacement de la solution de référence, nettoyez le capuchon qui permet de recouvrir le tube.

Année : _____

Périodicité	Opérations de maintenance	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Hebdomadaire	Nettoyage des joints toriques	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>											
	Vérification de l'étanchéité des joints toriques												
Mensuelle	Nettoyage des filtres à air												
	Nettoyage / vérification des plaques de référence												
	Nettoyage de l'incubateur												
	Nettoyage de l'unité d'échantillonnage												
	Nettoyage de l'unité ISE												
Annuelle	Remplacement des joints toriques												
Si besoin	Nettoyage des surfaces internes et externes NE PAS UTILISER DE JAVEL												
	Remplacement du papier d'impression												
	Remplacement de la lampe												
	Nettoyage du lecteur de code-barres												
	Nettoyage de la centrifugeuse												

V_202402