

trūRapid Tests immunologiques

Nouvelle ère de dépistage en médecine vétérinaire : **tests innovants pour un diagnostic rapide et précis.**



2 espèces : chien et chat



Faible volume d'échantillon :

Sang total, sérum, plasma, matières fécales



Durée du test réduite : 10 minutes



Stockage facile : + 15 °C / + 30 °C

trūRapid Reader



Écran tactile : 4,3"



Dimensions (LxPxH) :

115,5 x 140,0 x 147,0 mm



Tests compatibles : tests trūRapid unitaires et multi-paramètres



Poids : 0,550 kg



Stockage des résultats : 200 tests



Connectivité : Wi-Fi, ethernet et LAN



Mise en veille : 30 minutes d'inactivité



scil.
Excellence
Vétérinaire

Médecine vétérinaire
Technologie médicale
Formation continue

scilvet.fr
V_202404

trūRapid Reader

LECTEUR DE TESTS RAPIDES

Gamme **trūRapid**



Une aide précieuse dans votre quotidien

trūRapid Reader est un **lecteur de tests rapides**, permettant la lecture des tests immunochromatographiques de la série trūRapid.

Il offre une traçabilité complète des résultats qui peuvent être imprimés ou exportés à l'aide d'une clé USB.

Sa **grande sensibilité** permet d'éviter les faux négatifs et d'obtenir des **résultats fiables et reproductibles**.

Par ailleurs, plus besoin d'attendre l'apparition des résultats. Le lecteur s'en charge pour vous et vous laisse ainsi plus de temps pour vous occuper de vos patients.

Découvrez l'efficacité et la commodité du **trūRapid Reader** : obtenez des résultats précis en quelques minutes !



Profitez de ses avantages !

SIMPLICITÉ
L'écran tactile et l'interface intuitive permettent de saisir facilement les données du patient et de lancer rapidement la lecture des tests.


EFFICACITÉ ET FIABILITÉ
L'appareil analyse et interprète les résultats des différents types de tests de la gamme trūRapid et offre une lecture standardisée.

FLEXIBILITÉ - SANS FIL
Grâce à son adaptateur, l'analyseur offre une lecture de tests unitaires et multi-paramètres. La batterie intégrée permet une utilisation d'une autonomie de 4 heures.


PRÉCIS ET ÉCONOME EN ÉNERGIE
Le résultat est lu après 10 minutes d'incubation et enregistré dans la grande base de données. L'appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité.

Votre test en 3 étapes...

1 Sélectionnez le type de cassette et insérez le test rapide.



2 Sélectionnez le type de lecture souhaitée.



3 Visualisez le résultat.

