


SAMSUNG HS50

La solution complète en échographie vétérinaire !
>> Ultra Haute Définition



Dimensions au sol : 53 x 75 cm
Hauteur : modulable
Ecran articulé : 21.5" HD LED
Ecran tactile : 10.1"
Ports de sondes : 3

CONFIGURATION STANDARD

- > Modes
 - Bidimensionnel
 - Temps / Mouvement
 - Doppler : Couleur, Energie, Pulsé, Continu
- > Optimisation d'images
 - Clear Vision
 - Multivision
 - Harmoniques
- > Optimisation automatique
 - Q scan !
- > Post-traitement
 - Images et Vidéos
 - Module de mesures automatisées
 - Editeur de rapports
 - B-Steer / Virtual convexe

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

- > Kit ECG
- > Doppler continu
- > Doppler tissulaire
- > DICOM
- > 4D
- > AutoEF
- > Elastographie / Contraste
- > Lumi flow
- > B-Flow
- > Reconnaissance d'aiguilles
- > Batterie

SAMSUNG HS50

Fiche technique

Adapté à toutes les conditions d'examens !



Hauteur, orientation et inclinaison de l'écran ajustables permettent un confort non négligeable.

- > Debout, assis, en face ou de côté, différentes options s'offrent à l'opérateur.
- > Position du patient sur table ou au sol.



Optimisation du temps d'examen !

► S-Harmonic

Mode multi-fréquentiel permettant d'obtenir des images homogènes des structures les plus superficielles aux plus profondes.

► ClearVision

Réduit le bruit de fond, améliore la résolution de contraste ainsi que la visualisation des contours des structures.

► QuickScan

Optimisation automatique du gain et du contraste : focalisez-vous sur votre diagnostic, la plateforme se charge de régler l'image pour vous.

► Mobilité garantie

L'option batterie assure une autonomie à l'échographe.

Configuration modulable selon les besoins !

		EXAMENS ÉCHOGRAPHIQUES						
		Abdomen	Thorax & cardio 2D / TM	Cardio doppler	Structures fines	Oeil	Ostéo- articulaire	Endo- cavitaire
		Rate Foie Urinaire Digestif Génital	Epanchements Médiastin Poumons Coeur	Couleur Pulsé Continu (CW)	Testicules Surrénales Ganglions Pancréas Ovaires Thyroïde	Structures Oculaires	Tendons Ligaments Cartilages Nerfs Os	Utérus Ovaires Bassin
SONDES	TAILLE DES ESPÈCES							
Microconvexe CF4-9		X	X	X	X	X		
Cardio Phased array PA3-8B			X	X				
Cardio Phased array PE2-4			X	X				
Cardio Phased array PA4-12B			X	X				
Linéaire LA3-16A		X			X	X	X	
Convexe CA1-7 AD		X						

scil animal care company France

Parc Activeum - 3 rue Jacqueline Auriol - 67 120 Altorf - Tél : +33 (0)3 90 20 16 40
E-mail : info-fr@scilvet.com - www.scilvet.fr