

scil Vet abc Plus⁺

L'hématologie vétérinaire
simple, rapide et de qualité !



scil Vet abc Plus⁺

Une synergie parfaite
entre simplicité d'utilisation et technologie de pointe !



CARACTÉRISTIQUES

scil Vet abc Plus⁺ vous permet de réaliser une numération/formule 4 populations leucocytaires en quelques secondes avec une qualité et une fiabilité incomparables. Son programme de contrôle qualité intégré vous garantit l'intégrité des résultats à tout moment. Son ergonomie et sa simplicité d'utilisation grâce à son écran tactile et son interface utilisateur simplifiée vous assurent une prise en main de l'analyseur en quelques minutes.

Poids :	14 kg.
Dimensions :	43 cm x 36 cm x 36 cm (HxLxP - pack de réactifs compris).
Ecran :	LCD couleur tactile 12".
Connectique :	RS 232, ethernet et importation/exportation via clé USB.
Mémoire :	1 000 résultats.
Ergonomie :	Réactifs et déchets intégrés dans un seul pack pour un encombrement minime.

FONCTIONNALITÉS

Technologie :	Impédancemétrie et spectrophotométrie.
Réactifs :	Pack de réactifs unique de conception brevetée, spécifique vétérinaire.
Volume d'échantillon :	10 µL sang EDTA pour un bilan hématologique complet.
Temps d'analyse :	Résultats en 1 minute.
Paramètres mesurés :	GR, PLT, Hb, GB avec 4 populations leucocytaires (chiens, chats, chevaux et furets).
Paramètres calculés :	Ht, VGM, CCMH, TCMH, IDR, VMP, IDR%

1.



2.



3.



ESPÈCES

ESPÈCES	POPULATIONS LEUCOCYTAIRES
Chien	4
Chat	4
Cheval	4
Furet	4
Lapin	1
Souris	1
Rat	1
Bovin	1
Ovin	1
Porcin	1



AN ANTECH. COMPANY

scil animal care company
Parc Activeum
3 rue Jacqueline Auriol
67120 ALTORF
Tél : +33 0(3) 90 20 16 40
E-mail : info-fr@scilvet.com

www.scilvet.fr

- **1 population** : nombre total de leucocytes.
- **4 populations (# et %)** : granulocytes, lymphocytes, monocytes, éosinophiles.