

# PocketChem UA PU-4010

## Valeurs usuelles



	Chien		Chat		Cheval		Bovin	
	de	à	de	à	de	à	de	à
Glucose	Négatif	Seuil rénal : 180 mg/dL	Négatif	Seuil rénal : 300 mg/dL		Négatif		Négatif
Bilirubine	Négatif	Faiblement positif		Négatif		Négatif		Négatif
Protéines	Négatif	Faiblement positif	Négatif	Faiblement positif		Négatif		Négatif
Urobilinogène	Négatif	Faiblement positif	Négatif	Faiblement positif	Négatif	Faiblement positif	Négatif	Faiblement positif
pH	5.5	7.0	5.0	7.0	7.6	9.0	7.0	8.4
Densité Urinaire <sup>1</sup>	1.030	1.045	1.035	1.060	1.020	1.040	1.020	1.040
Hémoglobine		Négatif		Négatif		Négatif		Négatif
Corps cétoniques		Négatif		Négatif		Négatif	Négatif	Faiblement positif
Nitrites		Négatif		Négatif		Négatif		Négatif
Leucocytes	Négatif	Faiblement positif	Négatif	Faiblement positif	Négatif	Faiblement positif	Négatif	Faiblement positif
RPCU <sup>2</sup>		0.2 (200 mg/gCr) <sup>3</sup>		0.2 (200 mg/gCr) <sup>3</sup>				

<sup>1</sup> Ne pas interpréter sur bandelette. Seule la réalisation de l'analyse avec réfractomètre est fiable pour ce paramètre.

<sup>2</sup> Rapport Protéines / Créatinine Urinaire

<sup>3</sup> IRIS - International Renal Interest Society

scil animal care company France

Parc Activeum - 3 rue Jacqueline Auriol - 67 120 Altorf

Tél : +33 (0)3 90 20 16 40 Fax : +33 (0)3 90 20 16 45

E-mail : info-fr@scilvet.com - Visitez notre site internet sur [www.scilvet.fr](http://www.scilvet.fr)