

Versana Premier Platinum™

Solution complète en échographie vétérinaire !



Dimensions au sol : 53 x 70 cm
Hauteur : modulable
Ecran articulé 3D : 21.5" LED backlit
Ecran tactile : 9,9"
Ports de sondes : 4



CONFIGURATION STANDARD

- > Modes
 - Bidimensionnel
 - Temps / Mouvement
 - Doppler : Couleur, Energie, Pulsé
- > Optimisation d'images
 - CrossXBeam
 - Harmoniques
- > Optimisation automatique
 - Whizz
- > Post-traitement : images et vidéos
- > Modules de mesures automatisées
- > Editeur de rapports
- > B-Steer / Virtual convexe
- > Chauffe-gel
- > Commentaires vocaux

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

- > Kit ECG
- > Doppler continu
- > Doppler tissulaire
- > TM anatomique
- > DICOM
- > 4D
- > Logiq View
- > AutoEF
- > Elastographie / Contraste
- > B-Flow
- > Reconnaissance d'aiguilles
- > Batterie

Versana Premier Platinum™

Fiche technique

Adapté à toutes les conditions d'examens !



Hauteur de la console, orientation et inclinaison de l'écran ajustables permettent un confort non négligeable.

> Debout, assis, en face ou de côté, différentes options s'offrent à l'opérateur.

> Position du patient sur table ou au sol.



Manipulation optimisée !



Ch chauffe-gel

Qualité d'image optimale immédiate

L'option chauffe-gel accélère la pénétration du gel.



Commentaires vocaux

Gain de temps et partage d'informations

Possibilité d'attribuer un commentaire vocal à l'enregistrement d'images ou de vidéos.



Whizz

Réglage automatique en temps réel de l'image (2D, Doppler)

La fonctionnalité whizz optimise le réglage de l'image en continu au cours de l'examen et lors d'un changement d'organe.



Batterie

Mobilité garantie

L'option batterie assure une autonomie à l'échographe.

Modulable selon les besoins !

SONDES TAILLE DES ESPÈCES		EXAMENS ÉCHOGRAPHIQUES						
		Abdomen	Thorax & cardio 2D / TM	Cardio doppler	Structures fines	Oeil	Osteo- articulaire	Endo- cavitaire
		Rate Urinaire Digestif Génital	Epanchements Médiastin Poumons Coeur	Couleur Pulsé Continu (CW)	Testicules Surrénales Ganglions Pancréas Ovaires Thyroïde	Structures Oculaires	Tendons Ligaments Cartilages Nerfs Os	Utérus Ovaires Bassin
Microconvexe 8C		X	X	X	X	X		
Cardio Phased array 6S			X	X				
Cardio Phased array 3Sc			X	X				
Cardio Phased array 12S			X	X				
Linéaire 12 / L6-12		X			X	X	X	
Linéaire haute fréq. L8-18i		X	X		X	X	X	
Endo-linéaire LK760							X	X
Convexe 4C		X						
Sonde 4D		X						

scil animal care company France

Parc Activeum - 3 rue Jacqueline Auriol - 67 120 Altorf - Tél : +33 (0)3 90 20 16 40 - Fax : +33 (0)3 90 20 16 45

E-mail : info-fr@scilvet.com - www.scilvet.fr